

Masque de beauté LED Colorful

Instrument de blanchiment optique



(NEUTRE)

Mode d'emploi

Blanchissant

Rides et taches de rousseur

Anti-âge

Raffermissement de la peau

— (Principe de fonctionnement et fonction)

L'appareil de beauté de blanchiment optique haute technologie LED utilise le principe de la thérapie photodynamique, l'activation des cellules profondes et un meilleur métabolisme de la peau. Lorsque la lumière est absorbée par la peau, l'énergie lumineuse est convertie en énergie intracellulaire. Ce processus permet de détendre et de renforcer les microvaisseaux sanguins, et de déclencher une réaction photochimique et enzymatique cutanée. Il accroît l'activité de la catalase et de la superoxyde dismutase (SOD) dans les cellules, qui jouent un rôle de « garde » et de « nettoyage » cellulaire. L'adénosine triphosphate (ATP), source d'énergie cellulaire, est ainsi augmentée par sa décomposition. La teneur en glycogène et en protéines augmente également, favorisant le renouvellement cellulaire. La sécrétion du facteur de croissance des fibroblastes basique (bFGF) et du facteur de croissance épidermique (EGF) est stimulée. Les fibres de collagène se réorganisent, bloquant et éliminant la formation de mélanine. La croissance cellulaire est accélérée, la circulation sanguine est améliorée, la production de collagène est stimulée, l'élasticité cutanée est accrue et un effet important est observé sur la réparation des peaux vieillissantes. Acné, atténue les taches, favorise et raffermi, soulage les coups de soleil et nourrit.

II. (Efficacité du traitement)

Traitement photonique par lampe LED 7 couleurs.

● La lumière rouge (rouge)

La longueur d'onde de 630 nm, connue sous le nom de « lumière d'activité biologique », peut améliorer l'activité cellulaire, accélérer le métabolisme et favoriser la formation de collagène. Elle blanchit la peau, atténue les rides, augmente l'élasticité de la peau, améliore son état, répare la peau endommagée, resserre les pores, raffermi la peau, a une efficacité anti-âge et antioxydante.

● La lumière bleue (bleue)

Une longueur d'onde de 470 nm peut inhiber l'inflammation, a un effet bactéricide et anti-inflammatoire, sans aucun dommage pour la peau. Les bactéries *Propionibacterium tumefaciens* sont détruites de manière productive, réduisant significativement l'inflammation de l'acné en peu de temps et favorisant la guérison. Elle a un effet sur la disparition des lésions d'acné, est bactéricide et anti-inflammatoire, répare la peau, sans cicatrice ni pigmentation.

● La lumière verte (verte)

Une longueur d'onde de 520 nm, avec neutralisation, équilibre et stabilité, réduit la sécrétion de sébum, équilibre l'eau et le sébum, soulage efficacement le stress mental, décongestionne les glandes lymphatiques et draine les gonflements.

● La lumière jaune (jaune)

Après un traitement spécial à la longueur d'onde de 590 nm, elle peut améliorer l'échange d'oxygène avec les cellules, fournir de l'énergie supplémentaire aux cellules de la peau, décomposer les pigments, favoriser le drainage lymphatique, améliorer la peau rugueuse et les rides, traiter les rougeurs cutanées, la fièvre et la teigne, et renforcer l'immunité.

● La lumière violette (violette)

Sa fréquence de lumière rouge et bleue combine deux types d'efficacité de photothérapie, et est particulièrement efficace pour le traitement et la réparation de l'acné, ainsi que pour l'élimination des cicatrices d'acné.

● La lumière cyanine (cyanine)

Peut augmenter progressivement l'énergie cellulaire, le métabolisme jouant un rôle très bénéfique.

● La lumière blanche (blanche)

Pénètre profondément dans la peau, accélère le métabolisme des tissus actifs, atténue les taches, améliore les ridules et raffermi la peau.

III. (Utilisation de l'appareil)

1. Nettoyez d'abord le visage, laissez sécher naturellement ou utilisez une serviette absorbante humide pour enlever délicatement l'eau (n'utilisez pas de serviette sèche pour frotter le visage, cela risque d'irriter les pores, de rendre la peau rugueuse et de la dessécher).
2. Retirez le dispositif de masque lisse de couleur LED, puis retirez le boîtier de commande d'alimentation, connectez le câble d'alimentation de l'instrument de masque à l'orifice de sortie du boîtier de commande d'alimentation
3. Selon la sélection de la touche pour allumer l'écran d'alimentation « Color Select/Start », la durée par défaut est de 30 minutes. Sélectionnez ensuite le type de couleur à l'aide du bouton « Color Select/Start » (01-07 : rouge, bleu, vert, jaune, cyan pur, blanc ; 08 : changement de couleur automatique). Augmentez la durée de fonctionnement à l'aide des touches « Time – ↓ » et « Time + ↑ » (de 0 à 60 minutes, selon vos besoins). Veillez à ne pas fixer la source lumineuse trop longtemps pendant son utilisation. « Brightness » permet de choisir l'intensité lumineuse (01-09). « Flicker » permet de choisir le mode de clignotement. « Microelectronics » permet de régler la puissance du micro-circuit (01-09) (à ajuster selon vos besoins).
4. Appliquez la lumière sur le visage et trouvez une position confortable. Ajustez la tension de la bande magnétique pour fixer le masque. (Avant de porter le masque, réglez-le sur la lumière la plus faible, puis ajustez l'intensité après utilisation.)
5. Le masque photonique peut être utilisé avec des produits de soin pour masques jetables. Nettoyez votre visage, puis appliquez uniformément les produits de soin. Utilisez l'irradiation photonique. Une fois le temps de traitement écoulé (généralement 15 à 30 minutes), le boîtier de commande éteint automatiquement les photons LED. Retirez alors le masque et rincez-vous soigneusement avant de l'utiliser à nouveau

IV. (Remarque)

1. Dans la mesure du possible, évitez la partie du masque qui émet la lumière vers les yeux, ou de fixer la source lumineuse pendant une période prolongée. Veuillez fermer les yeux et utiliser le masque. Si vous trouvez la lumière trop forte, vous pouvez bloquer vos yeux avec des cotons ou un masque de sommeil.
 2. Il est conseillé d'utiliser un masque jetable de bonne qualité, composé d'ingrédients naturels, ou un soin éclaircissant contre l'acné en complément pour une meilleure absorption.
 3. En raison du matériau plastique du masque, une odeur peut se dégager à l'ouverture de l'emballage. Ceci est normal, mais l'odeur disparaîtra rapidement.
 4. Le film lumineux à l'intérieur du circuit et le corps de l'émetteur de lumière LED ne doivent pas être comprimés, pliés ou pesés.
 5. Utilisez le masque avant de vous coucher. Après le traitement, il est préférable de le remettre dans sa boîte, ou au moins de sortir du lit.
 6. Ne trempez pas le masque lumineux dans l'eau. Vous pouvez le nettoyer avec un chiffon humide.
- b. L'élastique est lavable**
7. Ne pas utiliser le masque avec des solvants chimiques corrosifs.
 8. Éviter l'exposition au soleil.

V. (Utilisation interdite aux personnes en groupe)

Femmes enceintes, enfants, personnes souffrant de maladies thyroïdiennes, personnes photosensibles, personnes prenant des médicaments pouvant provoquer des allergies. En cas de traumatisme cutané, éviter l'utilisation sur les plaies ou ne pas utiliser le masque. Les personnes en bonne santé doivent consulter un médecin avant utilisation.

VI. (Entretien du produit et service après-vente)

1. La société offre une garantie d'un an à compter de la date d'achat. Cependant, les dommages dus à l'usure ou à l'utilisation ne sont pas couverts par la garantie. L'adaptateur secteur et le câble de données USB sont garantis trois mois. Les problèmes de qualité de l'appareil sont réparés gratuitement pendant un an (hors frais de livraison). Après la période de garantie, la réparation est également possible, seuls les frais de pièces seront facturés.
2. La société ne fournit pas de service de garantie gratuit pour les défauts causés par l'utilisateur : les défauts causés par un démontage non autorisé, les pannes causées par une utilisation imprudente, les chocs, les collisions, les défauts causés par un manque d'entretien raisonnable, les défauts résultant d'une utilisation sans instructions correctes.