

Hydropulseur

Manuel



Modèle : WL2117

Merci d'avoir acheté notre hydropulseur. Ce manuel fournit des instructions pour une utilisation efficace et sûre du produit. Veuillez le lire attentivement avant utilisation et conserver le manuel dans un endroit sûr pour référence ultérieure. Si vous transmettez le produit à d'autres personnes, ce manuel doit être inclus.

1. Contenu de l'emballage

- Hydropulseur
- 2 buses
- Câble USB
- Manuel

2. Données techniques

Batterie : 1500 mAh

Tension : 3,7 V CC

Pression de l'eau : 40-90 psi

Niveau sonore : < 70 dB

3. Description des pièces

1. Buse
2. Port de chargement USB
3. Bouton d'alimentation
4. Bouton de mode
5. Voyants lumineux
6. Fenêtre de niveau d'eau
7. Rangement de la buse
8. Bouchon du réservoir d'eau

Remarque : Nous testons toujours le jet d'eau de chaque produit. C'est pourquoi il peut rester de l'eau distillée à l'intérieur. Ceci est totalement sûr et n'affectera pas votre santé.

4. Consignes de sécurité

- Ceci n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des jeunes enfants
- Le produit peut être utilisé en toute sécurité par les enfants à partir de 8 ans et par les personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, mais uniquement sous surveillance et en tenant compte des dangers éventuels.
- Le nettoyage et l'entretien doivent être effectués par ou sous la surveillance d'un adulte.
- Ne placez pas, ne stockez pas et n'utilisez pas le produit près de l'eau.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Ne le remplissez pas avec de l'eau à plus de 40 °C ou avec un bain de bouche, afin d'éviter tout dommage.
- N'utilisez pas l'appareil sans l'embout ni hors de votre bouche.
- Ne tenez pas l'embout trop près de vos dents et de vos gencives.
- Arrêtez d'utiliser le produit et contactez votre médecin si vous ressentez une gêne ou une douleur.
- N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier le produit vous-même.

5. Fonctionnement

Chargement de l'hydropulseur

Assurez-vous que l'hydropulseur est complètement chargé avant la première utilisation (environ 2 à 4 heures).

1. Retirez le couvercle du port de charge.
2. Branchez l'hydropulseur sur le secteur à l'aide du câble USB fourni et d'un adaptateur (non inclus).
3. Les voyants lumineux clignotent pendant la charge et s'arrêtent lorsque l'appareil est complètement chargé.
4. Assurez-vous que le couvercle du port de charge est bien remis en place avant utilisation.

Remarque : Il faut environ 2 à 4 heures pour charger complètement la batterie, mais l'hydropulseur peut être utilisé avant cela. Lorsque les voyants lumineux clignotent pendant l'utilisation, l'hydropulseur doit être chargé.



Utilisation de l'hydropulseur

1. Placez l'embout sur l'hydropulseur.

2. Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau pour remplir l'hydropulseur d'eau (150 ml). Fermez bien le bouchon.

Remarque : Le réservoir d'eau est amovible pour un remplissage facile.

3. Maintenez l'hydropulseur à la verticale, l'embout vers vos gencives (angle de 90°).

4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour faire fonctionner l'hydropulseur. Il s'éteindra également automatiquement après 2 minutes.

5. Appuyez sur le bouton de mode pour sélectionner le mode de votre choix. Vous pouvez changer de mode pendant l'utilisation.

- **Doux** : pour les dents sensibles et les enfants
- **Normal** : pour une élimination en profondeur de la plaque dentaire
- **Pulsé** : pour un massage des gencives

6. Après chaque utilisation, rincez soigneusement toutes les pièces pour éliminer tout résidu. Videz le réservoir d'eau et essuyez le tout avec un chiffon propre et doux.

6. Entretien

- Avant un stockage prolongé, retirez l'eau restante pour éviter la propagation des bactéries.
- Utilisez uniquement de l'eau ou un détergent doux non abrasif pour nettoyer l'hydropulseur et toutes ses pièces
- Conservez le produit complètement sec dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

7. Dépannage

Problème	Cause du problème	Solution
L'hydropulseur ne s'allume pas.	Le produit est neuf ou vous ne l'avez pas utilisé depuis 3 mois.	Chargez l'hydropulseur pendant 24 heures.
L'hydropulseur ne fonctionne que quelques minutes.	La batterie est déchargée.	Veuillez contacter notre service client.
	L'hydropulseur n'est pas chargé.	Chargez l'hydropulseur pendant 24 heures.
La pression de l'eau est très faible.	La buse est obstruée.	Remplacez la buse.
	La buse est tordue.	
Il n'y a pas d'eau qui sort de l'hydropulseur.	Le réservoir d'eau est vide.	Remplissez le réservoir d'eau.
	L'hydropulseur est trop incliné.	Maintenez l'hydropulseur droit.
De l'eau coule du produit et du réservoir d'eau.	L'hydropulseur est trop incliné, ce qui provoque l'écoulement de l'eau par l'évent ou le réservoir d'eau	Maintenez l'hydropulseur droit.

8. Mise au rebut

Jetez l'article et les matériaux d'emballage conformément à la réglementation locale en vigueur.

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les équipements électroniques et électriques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez les éliminer de manière responsable dans une installation de traitement des déchets ou de recyclage agréée.



Le marquage CE est une marque de certification qui indique la conformité aux normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement pour les produits vendus au sein de l'Union européenne. Le marquage CE est la déclaration du fabricant que le produit est conforme aux exigences des directives CE applicables.



Le recyclage contribue à réduire la consommation de ressources et l'impact environnemental. Si vous souhaitez jeter l'emballage, respectez la législation environnementale de votre pays.