


APPAREIL ANTI-ÂGE ET RAJEUNISSEMENT

M8807



MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir acheté notre produit. Afin d'utiliser ce produit correctement, veuillez lire ce manuel d'utilisation avant utilisation. Veuillez le conserver pour pouvoir le consulter à tout moment si nécessaire

INTRODUCTION

APPAREIL ANTI-ÂGE ET RAJEUNISSEMENT

Il s'agit d'un appareil de beauté faciale doté de micro-courants EMS (ions galvaniques), de vibrations, d'un massage chaud et de lumières rouge, bleue et orange, permettant un nettoyage en profondeur, un meilleur rajeunissement et un lifting du visage.

- * Micro-courant EMS (ions galvaniques) : Utilise le principe du courant d'impulsion le plus doux pour attirer, ramollir et éliminer le sébum et les impuretés.
- * Vibration : Adopte une méthode de vibration physique et de stimulation électrique pour augmenter l'élasticité et améliorer le métabolisme cellulaire.
- * Massage chaud : Favorise l'absorption des produits de soin de la peau, étire le grain de peau et maintient la peau pleine d'élasticité .
- * Lumière rouge : La lumière rouge de 650 à 680 nm pénètre profondément dans le derme, augmente la circulation sanguine pour atténuer les rides, raffermir la peau et stimuler la production de nouvelles cellules cutanées.
- * Lumière bleue : La longueur d'onde de 430 à 450 nm a un effet anti-inflammatoire rapide, réduit la production de sébum, élimine les bactéries responsables de l'acné pour éliminer l'acné et les boutons, et améliore l'aspect des peaux grasses
- * Lumière orange : Longueur d'onde 590~610 nm, pénètre de 1 à 2 mm dans la peau, traite efficacement les rougeurs, soulage les gonflements et favorise le métabolisme de la cuticule pour un teint plus clair.

MODES DE FONCTIONNEMENT


NETTOYAGE

La sensation de chaleur aide à ouvrir les pores et à nettoyer en profondeur pour un effet affinant, une réduction des imperfections et un teint plus uniforme.




LED RF

La lumière rouge active l'élasticité cellulaire, favorise la synthèse des protéines et du collagène osseux, et, associée à la chaleur et au massage par vibrations, lisse la peau.




ANTI-ACNÉ

La lumière bleue réduit l'acné, inhibe efficacement l'inflammation et la sécrétion de sébum, et resserre les pores.




BLANCHIMENT

La lumière orange revitalise les cellules, accélère le métabolisme cutané, active la peau et la rend plus éclatante et plus blanche.



IMPORTATION

Le micro-courant et la chaleur permettent aux produits de soin de pénétrer en profondeur. Associés à la lumière colorée et au massage par vibrations, ils favorisent une absorption optimale des nutriments et rendent la peau hydratée et repulpée




EMS UP

Le massage par micro-courant EMS favorise la circulation sanguine, améliore l'élasticité et la fermeté de la peau, et optimise votre peau pour un résultat optimal.

SOINS DES YEUX

Le massage par vibrations chaudes soulage la fatigue oculaire, fait pénétrer la crème ou l'essence pour les yeux en profondeur et favorise l'absorption, pour un regard irrésistible.



DESCRIPTION




Affichage du symbole de batterie :

Blanc — Normal

Rouge — Batterie faible, à recharger

Clignotant — En charge

Lumineux Charge complète



【🔊】 Bouton d'intensité : Appui court - modifier l'intensité ; Appui long - activer/désactiver la vibration (fonctionne dans tous les modes).

【🔘】 Bouton MARCHE/ARRÊT et Mode : Appui long - MARCHE/ARRÊT ; Appui court - changer de mode.

PARAMÈTRES

Nom du produit	Appareil anti-âge et de rajeunissement	N° de modèle	M8807
Taille	160 × 50 × 54 mm (6,29 × 1,96 × 2,12 po)	Poids	100 g (3,20 oz)
Entrée	5 V/1 A	Puissance	3W
Capacité de la batterie	650 mAh	Temps de charge	Environ 3 heures
Intensité	3	Norme d'exécution	GB4706.1-2005
Contenu de l'emballage	Appareil principal / Anneau de fixation / Base / Câble de chargement / Manuel d'utilisation		

GUIDE DES 7 MODES

- Après réception du produit, veuillez le charger complètement avant utilisation. Il s'éteindra automatiquement pendant la charge pour se protéger ;
 - Utiliser uniquement sur le visage et le cou, en évitant l'acné et les rougeurs. Les peaux sensibles doivent être utilisées avec précaution. Veuillez d'abord effectuer un test sur une petite zone de peau. Arrêtez l'utilisation en cas d'allergie ;
 - Lors de la première utilisation de ce produit ou si vous n'y êtes pas encore habitué(e), veuillez utiliser la première vitesse. En cas d'inconfort ou d'anomalie pendant l'utilisation, veuillez arrêter immédiatement l'utilisation ;
 - Lors du nettoyage de la peau :
 - * Utilisez un nettoyant visage pour effectuer un nettoyage de base (sans produit) ;
 - ※ Choisissez ensuite le mode **【NETTOYAGE】** pour un nettoyage en profondeur ; (Remarque : lors du nettoyage, utilisez un démaquillant ou une lotion tonique nettoyante, mais pas un nettoyant, une lotion démaquillante ou une huile démaquillante.)
 - Lors de l'utilisation, veuillez tenir les bandes de capteurs ioniques des deux côtés du produit et toucher la peau avec la tête de guidage métallique pour former un circuit. Gardez la peau humide, sinon le produit ne peut pas fonctionner normalement ;
 - Si vous effectuez des soins de la peau pour d'autres personnes, assurez-vous de tenir les bandes de capteurs ioniques des deux côtés du produit d'une main et de toucher le corps de l'utilisateur avec l'autre main pour former le circuit corporel ; g.
- Appuyez longuement sur **【】** pour allumer/éteindre, il s'éteindra automatiquement si aucun mode n'est changé dans les 5 minutes.


1. Mode **【NETTOYAGE】** (Il s'utilise avec l'anneau de fixation, le coton et s'accorde avec un démaquillant/une lotion tonique nettoyante).



① Placez un coton



2. Fixez l'anneau



3. Appliquez le démaquillant/la lotion tonique nettoyante



4. Mise sous tension : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 s




5. Gardez les doigts en contact avec les capteurs



⑥ Nettoyez le visage

2/3/4. **【RF LED / ACNE-T / WHITEN】** Mode (Compatible avec la lotion tonique / l'essence / la lotion sans bague de fixation ni coton).



① Appliquez la lotion tonique/essence/lotion uniformément sur le visage.



2. Mise sous tension : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, puis sélectionnez le mode correspondant.



③ Tenez l'appareil en vous assurant que votre main est en contact avec le capteur, puis massez le visage de bas en haut

5. Mode 【IMPORT】 (Compatible avec les masques faciaux sans anneau de fixation ni coton).

- ① Appliquez le masque facial sur le visage.



2. Mise sous tension : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, puis sélectionnez le mode IMPORT.




- ③ Tenez l'appareil et assurez-vous que votre main est en contact avec le capteur, puis massez le visage de bas en haut.



3. Retirez le masque facial et nettoyez votre visage.



6. Mode 【EMS UP】 (Compatible avec les lotions toniques/essences/lotions sans anneau de fixation ni coton).



- ① Appliquez la lotion tonique/l'essence/lotion uniformément sur le visage.




2. Mise sous tension : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, puis sélectionnez le mode EMS UP.



3. Tenez l'appareil et assurez-vous que votre main est en contact avec le capteur, puis massez le visage de bas en haut.

7. Mode 【SOIN DES YEUX】 (Compatible avec les crèmes/essences pour les yeux sans anneau de fixation ni coton).

- ① Appliquez uniformément une crème ou une essence pour les yeux sur le contour de l'œil.



2. Mise en marche : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, puis sélectionnez le mode SOIN DES YEUX.



3. Tenez l'appareil en vous assurant que votre main est en contact avec le capteur. Massez du coin interne au coin externe de l'œil en tapotant et en appuyant doucement sur la peau.

Le micro-courant EMS du mode SOIN DES YEUX est désactivé par défaut et peut être activé en appuyant sur le bouton  selon les besoins



CONSEILS DE SOINS DE LA PEAU



Traitement le matin

Préparez-vous au maquillage

- Nettoyage du visage
- Appliquez le toner, l'essence et la lotion.
- Sélectionnez le mode RF LED/ACNE-T/WHITEN
- Se maquiller



Traitement de nuit

Restaurer la vitalité de la peau

- Visage propre
- Nettoyage en profondeur (mode PROPRE, 2 à 3 fois par semaine)
- Appliquer le toner, l'essence et la lotion (mode RF LED/ACNE-T/WHITEN)
- Appliquer le masque (mode IMPORTATION)
- Lotion (mode EMS UP)
- Crème contour des yeux (mode SOIN DES YEUX)

ATTENTION

AVERTISSEMENTS

Veuillez ne pas l'utiliser pour le personnel suivant :

1. Chirurgie plastique du visage, implantation sous-cutanée de métal ;
2. Allergie aux produits cosmétiques ou aux instruments cosmétiques (veuillez consulter votre médecin avant utilisation) ;
3. Mauvaise santé, personnes qui boivent ;
4. Maladies de la peau, allergies, peau fragile ;
5. Sous traitement, croissance physique, patients en phase aiguë, patients tuberculeux, patients souffrant d'hypertension et de maladies infectieuses ;
6. Pendant les menstruations, l'allaitement, la grossesse, les personnes prenant des somnifères ;
7. Patients atteints de troubles mentaux et de maladies cutanées atopiques.

Veuillez ne pas utiliser sur les parties suivantes :

1. Plaies par coupure, plaies plastiques, cavité buccale, vulve, muqueuses, parties enflammées purulentes de la peau, etc. ;
2. Pomme d'Adam, globe oculaire, verrues périoculaires, verrues virales, etc. ;
3. Incorporé dans des pièces en métal, en silicone ou en plastique du corps ;
4. Avez-vous récemment procédé à une épilation ou un rasage de certaines parties du corps ?

Si vous n'êtes pas en mesure d'évaluer la situation par vous-même, consultez votre médecin avant utilisation.

1 AVIS

1. Il est recommandé que la durée d'allaitement ne dépasse pas 15 minutes ;
2. Ne pas utiliser d'alcool, de diluant ou de dissolvant pour vernis à ongles pour le nettoyer ;
3. Ne pas utiliser l'embout métallique pour fermer le métal ;
4. En raison de la surface très brillante de l'embout métallique, qui est facile à rayer lors de l'utilisation, veuillez être particulièrement prudent. Les rayures accidentelles n'affecteront pas l'efficacité de l'appareil (cela ne constitue pas un défaut de qualité) ;
5. Veuillez retirer les bijoux métalliques, les lunettes ou les lentilles de contact, ainsi que les bijoux métalliques tels que les colliers, les boucles d'oreilles, les montres, etc. avant utilisation ;
6. Ne convient pas aux personnes de moins de 12 ans ;
7. La LED peut irradier autour des yeux, veuillez fermer les yeux et ne pas regarder directement la LED ;
8. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, veuillez le recharger tous les 6 mois ;
9. Ce produit utilise une batterie au lithium, veuillez la jeter conformément à la réglementation locale.

GARANTIE

La garantie (réparation gratuite) du produit pendant la période de garantie est mise en œuvre à compter de la date d'achat :

1. Le produit est garanti 6 mois à compter de la vente, mais pas les pièces ;
2. Le service de garantie est valable uniquement en cas d'utilisation normale. Tout dommage causé par une utilisation inappropriée, un démontage accidentel ou une mauvaise utilisation n'est pas couvert par la garantie ;
3. La carte de garantie est obligatoire pour bénéficier de la garantie. Veuillez ne pas modifier cette carte sans autorisation ;
4. Veuillez conserver cette carte en bon état. En cas de perte, elle ne sera pas rééditée ;
5. Le service de garantie est gratuit pendant la période de garantie et selon les conditions spécifiées sur cette carte de garantie. La maintenance après la période de garantie est payante ;
6. Les frais de transport et de logistique liés à la maintenance sont à la charge du client ;
7. Les produits contrefaits non fabriqués par notre société ne sont pas couverts par la garantie.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

! Lorsque vous devez entretenir l'appareil, veuillez vous assurer qu'il est éteint afin d'éviter tout risque d'irritation pendant le nettoyage.

Ne pas laver !

Veuillez essuyer l'appareil avec un chiffon sec ou un petit chiffon doux.



Nettoyer l'anneau

Veuillez nettoyer l'anneau à l'eau lorsqu'il est sale.

Docteur

Ne pas essuyer l'appareil avec une solution corrosive

Veuillez ne pas utiliser d'alcool, d'eau, d'essence ou de dissolvant pour vernis à ongles, car ils peuvent entraîner une défaillance du produit, des fissures, une décoloration, etc.

