

# BLANCHISSEMENT

MASSAGE AUTOMATIQUE

## BROSSE À DENTS D'UN BLANC ÉCLATANT

CONCEPTION ÉLABORÉE FONCTIONNEMENT SIMPLE SÛR ET PRATIQUE



Nous vous remercions d'utiliser notre produit.  
Pour la sécurité et l'efficacité, veuillez lire attentivement le manuel

# Fonction du produit

## 1. Chargement par contact sans fil

Le temps de chargement est inférieur à 90 minutes. Une fois chargé, il peut durer plus d'une semaine, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de respecter l'environnement.

## 2. pratique à utiliser :

Fonctionnement simple, quatre options de mode : A, brossage puissant B, brossage confortable C, massage à haute fréquence D, blanchiment des dents

## 3. brosser les dents dans toutes les directions :

Une fois l'interrupteur activé, il ne faut que 45 secondes pour effectuer un brossage à 360 degrés.

## 4. fonction de mémoire automatique :

Mémorisation intelligente des habitudes de l'utilisateur - efficace et pratique.

## 5. intégration du brossage et du blanchiment des dents.

## Caractéristiques du produit


- 1 ce produit adopte une conception étanche sur tout le pourtour, LPX7 - pratique, durable et propre
- 2 Tête de brosse à dents en forme de U, utilisant un matériau antibactérien en silicone de qualité alimentaire, contact à 360 degrés avec les gencives et les dents.

Le brossage des dents apporte une expérience rapide et confortable à votre bouche à chaque fois.

- 3 l'utilisation de ce produit peut prévenir la récession gingivale, favoriser la circulation sanguine parodontale et réduire l'apparition de maladies parodontales.



# Présentation des accessoires du produit



## 2. Description de la charge

Tout d'abord, insérez une petite clé USB à l'une des extrémités du câble USB dans la prise de charge et connectez l'autre extrémité à la source d'alimentation USB. Placez l'unité principale verticalement sur la station d'accueil et chargez-la.

O Lorsque l'électrode du fuselage est en bon contact avec la base de chargement, le témoin lumineux de la base de chargement s'allume. Lorsque le témoin lumineux du fuselage n'est pas lumineux ou clignote, cela indique que le fuselage n'est pas bien placé, veuillez le remplacer.

O Chargement, la LED du fuselage scintille, pleine de lumière.

## 3. Paramètres du produit

Taille du produit	115x60x25mm	Poids du produit	123g±10g
Tension nominale	3.2-3.7V	Puissance nominale	<5W
Courant de travail	<1.6A	Temps de charge	<90£W

# 3 Étapes d'utilisation

1、 Parallèle au corps et aligner le trou avec l'arbre de puissance, et le mettre en place

2、 Ce produit peut utiliser du dentifrice liquide ou du dentifrice ordinaire

3、 Lorsque vous utilisez du dentifrice ordinaire, il faut mouiller l'appareil, le mettre dans la bouche, laisser les dents supérieures et inférieures s'adapter doucement à l'alvéole, et allumer l'interrupteur, secouer les mains pour toucher les dents gauche et droite, la meilleure fréquence est de 63 fois / minute, un processus de nettoyage des dents confortable et rapide peut être achevé en 45 secondes. L'appareil peut être modifié pour s'adapter la longueur.

4、 Nettoyer l'appareil et le corps, l'appareil avec de l'eau et un chiffon sec pour essuyer le fuselage.



L'embout buccal peut être modifié pour s'adapter à la longueur de votre bouche.

## Questions nécessitant une attention particulière

- 1 la température normale de fonctionnement du produit est comprise entre  $0^{\circ}\text{C}$  et  $50^{\circ}\text{C}$  .
- 2 lorsque le produit est en cours de chargement, en raison des caractéristiques du produit, veuillez le charger à température ambiante.
- 3 si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de le charger et de le décharger une fois en l'espace de trois mois.
- 4 le produit doit être stocké dans un endroit sec et frais, à l'abri du soleil.
5. Après vous être brossé les dents, utilisez un chiffon humide pour sécher l'eau  
le produit doit être stocké dans un endroit sec et frais, à l'abri du soleil.
- 6 Le produit a une grande puissance de sortie, il ne faut pas qu'il fonctionne longtemps. En général, moins de 10 minutes.
7. Veuillez à ce que le corps reste sec pendant la charge. Choisissez une alimentation de charge de  $5\text{v}0.5\text{ A}$  à  $5\text{V}1\text{A}$ .
- 8 L'image n'est qu'une référence, veuillez vous baser sur le produit physique

## Carte de garantie du produit

**NO. :**

**Date d'achat :**

**Client :**

**Revendeur :**

Nom : Adresse

Adresse

Nom : Adresse : Téléphone :

Nom et adresse :

Numéro de lot :

Nom du produit : Brosse à dents massante, entièrement automatique, blanche et brillante

Tension nominale : 5V Puissance nominale : 5W

Fréquence de vibration : 48000 fois / minute max

Supports : silicone de qualité alimentaire